

FICHE PRODUIT

Sacs polyéthylène pour transport échantillons 170 x 220 mm

Référence : SOC-STLA1722

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sacs polyéthylène pour transport échantillons: Liasse de Sacs en polyéthylène blanc sans impression, pour le transport des échantillons.

Dimensions du sac: 170 x 220 mm; en liasse

Condition minimum de vente: Liasse de 100 sacs.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-en-polyethylene/1656-sacs-en-polyethylene-en-liasse-170-x-220mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com