

FICHE PRODUIT

Bistouri électrique de thermocoagulation modèle C3

Référence : SOC-210223

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION Coagulateur cervical à froid modèle C3

Conçu pour le traitement efficace des lésions précancéreuses du col de l'utérus, il est équipé d'une sonde thermique unique de conception optimale, d'un réglage de température fixe et d'une fonction de minuterie.

CARACTERISTIQUES :

* CHOIX DE LA SOURCE D'ALIMENTATION : Il peut fonctionner sur un réseau électrique standard pour un traitement continu fiable dans un environnement établi, mais aussi sur un bloc d'alimentation externe, ce qui permet à l'appareil d'aller là où le traitement est vraiment nécessaire.

* PROTECTION THERMIQUE : pour une entrée et une sortie en toute sécurité, il est doté d'un dispositif de sécurité qui protège le vagin et diminue le risque de douleur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Connexion au réseau	100 - 240V AC. 50/60Hz
Alimentation électrique	70 VA
Température de traitement	100°C +/-10%
Dimensions	l x h x p = 30 x 280 x 300 mm
Matériau de la poignée	Makrolon, blanc PC
Matériau de la thermo-sonde	PPSU/VA
Matériau anti-adhérent	Téflon (FDA)
Poids de la poignée	0.2Kg
Poids de la thermo-sonde	0.1Kg

Configuration standard du C3 set ref 6100: Poignée + alimentation, 2x curseur 20s, 2x thermosonde 20s et 17 s, adaptateur pays, batterie avec cable d'alimentation, valise de transport

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/16560-bistouri-electrique-de-coagulation-modele-c3.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com