

FICHE PRODUIT

ELECTRODE BOULE diam.4 mm - 5,5 cm - autoclavable

Référence : SOC-221023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Électrode en acier inox autoclavables 100 fois.

* Produit médical

* Longueur 5,5 cm.

* Ø 4 mm

* Boîte de 5

* Condition minimum de vente : 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrodes-ecg/16563-electrode-boule-diam-4-mm-5-5-cm-autoclavable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com