

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie Dräger Atlan Modèle A350

Référence : SOC-223350

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Appareil d'anesthésie Dräger Atlan Modèle A350

Le ventilateur à piston de haute précision prend en charge les mesures de ventilation protectrice des poumons et un ensemble complet de paramètres aide à la prise de décision. L'Atlan A350 peut être mis en réseau pour communiquer de manière bidirectionnelle et sécurisée avec d'autres appareils en réseau afin de partager des données et des informations qui peuvent contribuer à accroître l'efficacité et à réduire les erreurs d'anesthésie.

La technologie de ventilateur à piston électrique à commande électronique de l'appareil d'anesthésie Atlan A350 aide à déployer des mesures de ventilation protectrice des poumons qui peuvent être bénéfiques pour la fonction pulmonaire périopératoire et peuvent améliorer les résultats.

Le mouvement synchronisé du piston avec le débit expiratoire du patient réduit la résistance expiratoire et peut réduire le travail respiratoire

La PEP réglée est maintenue même en cas de petite fuite et pendant la respiration spontanée pour réduire le risque de développement d'atélectasie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Une sensibilité de déclenchement élevée peut détecter même les faibles efforts respiratoires spontanés des patients

Le découplage du gaz frais garantit que les modifications du débit de gaz frais n'ont aucune influence sur le volume courant appliqué, les pressions de ventilation et la précision du VT délivré, même avec de très petits VT, par exemple jusqu'à 5 ml

Les caractéristiques et fonctionnalités optimisent l'application à débit minimal et faible, ce qui peut contribuer à améliorer l'humidité des gaz anesthésiques, la clairance mucociliaire, le maintien de la température corporelle et la réduction des pertes de liquide. Ils comprennent :

- le chauffage actif intégré du système respiratoire pour réchauffer le gaz respiratoire et réduire la condensation
- une architecture optimisée du système respiratoire pour permettre des changements rapides des concentrations de gaz frais et d'agent
- la recirculation du gaz d'échantillon pour éliminer les pertes de gaz

L'option manœuvres de recrutement pulmonaire* comprend des méthodes de recrutement en une et plusieurs étapes, Insp./Exp. Fonction d'attente et fonction de rappel pour soutenir le déploiement de la manœuvre de recrutement

L'option AutoFlow garantit la livraison du volume courant réglé avec la pression requise la plus basse pour éviter les pics de pression et les volumes courants élevés involontaires

Vanne APL très précise avec une augmentation et une diminution presque linéaires du schéma de pression

L'Appareil d'anesthésie Dräger Atlan Modèle A350 est composé de :

Broch.index.DIN EN 850/ISO 407

***** Configuration principal*****

- Châssis avec frein simple
- OP50007 Variante de chariot A350, base
- Atlan A3xx logiciel 2.00
- Appareil utilisable avec N2O
- Support bouteille standard
- OPC5954 Mélange 3gaz élec, supp.bout.st
- OPC5917 Module gaz patient xGM AutoID
- Avec test de gaz O2 réel

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-OPC5925 Dräger Auto Exclusion, 2 évaporateurs non inclus qui doivent être commandés séparément.

***** Alimentation gaz *****

Raccord possible bouteille O2

via raccord séparé

* Connexions gaz NIST O2

Sans raccord poss.bouteil.AIR

Sans raccord poss.bouteil.N2O

***** Ventilateur & écran *****

OPC5944 Sortie gaz frais externe

***** Accessoires nécessaires*****

-Spirolog, 5 unités.

-8607886 Cartouche chaux sodée en vrac

OPC5947 SGA passif

***** Tuyaux alim.cent. gaz *****

Tuyaux alim. centrale gaz

***** Selection tuyaux *****

avec O2

avec N2O

avec AIR

AlimCentr avec fiche NF

Long.d.tuyau d'alim.cent.3,0m

M35417 TuyauAlim O2 3m NIST EN NF

M35419 TuyauAlim N2O 3m NIST EN NF

M35421 TuyauAlim AIR 3mNIST EN NF

*****Vapor 2000**

composé de :

-M35054 Vapor 2000

***** Selection Vapor *****

OPC0095 Isoflurane

OPC5417 Adapt.enfich. Auto Exclusion

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Syst. rempl. Dräger Fill
Dräger

*** **Accessoires Vapor** ***

M36110 * Adapt.rempl. Dräger Fill Iso

M30146 BlueSet Anesthésie (P/A)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/16569-appareil-d-anesthesie-drager-atlan-modele-a350.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com