

FICHE PRODUIT

Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU100

Référence : SOC-ESU100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU100

Le bistouri électrique désigne tout dispositif d'électrochirurgie à haute fréquence utilisé au bloc opératoire et dans les sites interventionnels

Caractéristique du Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU100

- 1) Excellent appareil de cautérisation monopolaire avec un design intelligent et léger. design ;
- 2) Max 4 modes de travail : pur / mélange1, standard / bipolaire
- 3) Système de surveillance de l'électrode de retour pour éviter toute brûlure et les dommages pour le patient ;
- 4) Indication claire des modes de travail et contrôle facile de la puissance ;
- 5) Excellentes performances de fonctionnement avec un minimum de collage et de carbonisation ;
- 6) Arrêt automatique de la sortie de puissance après 5s pour éviter les erreurs de manipulation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques du Bistouri électrique de coagulation modèle PRO-ESU100

Dimensions : 330*280*100(mm)

Carton : 440*390*260(mm)

Poids brut : 8Kg

Accessoires standard :

- Crayon électro chirurgical à bouton poussoir (01)
- Crayon électro chirurgical à pédale (01)
- Commutateur à pédale (01)
- Tampon neutre Câble de connexion (01)
- Tampon de mise à la terre bipolaire jetable (05)
- Electrode à lame standard (01)
- Electrode à lame en acier (01)
- Electrode à aiguille standard (01)
- Electrode à bille en acier (01)
- Fusible pour 220V - T3.15A / Fusible pour 110V - T5 (02)
- Manuel d'utilisation (01)
- Nettoyeur d'embouts (01)
- Cordon d'alimentation (selon la norme demandée) (01)

En option :

- Pinces bipolaires (01)
- Tampon neutre en silicone avec câble
- Tapis neutre en métal avec câble
- Chariot ABS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/16572-bistouri-electrique-de-coagulation-modele-pro-esu100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com