

FICHE PRODUIT

Moniteur patient multi-paramètre Modèle PRO-M12D

Référence : SOC-M12D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Moniteur patient multi-paramètre Modèle PRO-M12D

Le moniteur multiparamétrique est un appareil électronique qui permet de visualiser sous forme de courbes et de valeurs numériques les paramètres d'un patient explorés par différents capteurs.

Caractéristiques du Moniteur patient multi-paramètre Modèle PRO-M12D

1. Alarme unique à voix humaine, avec alarme sonore et visuelle ;
2. Moniteur stable de 12,1 pouces, adapté au chevet et au transfert;
3. Menu simple et convivial, préférable pour les écrans LCD et tactiles ordinaires ;
4. Commutation unique à une touche pour un maximum de 7 interfaces d'affichage ;
5. Préinstallez la prise EtCO2 Plug-and-Play, une mise à niveau plus simple pour l'application ICU ;
6. Boîtier étanche en stricte conformité avec IPX1 sur la réglementation CE ;
7. Connexion réseau filaire et sans fil en option pour le CMS ;
8. Jusqu'à 16 langues : Anglais, espagnol, portugais, russe, français, italien, turc, etc.
9. 720 heures de données de tendance et 12 heures de toutes les formes d'onde ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

10. Large application pour adulte, pédiatrique et néonatal.

Caractéristiques techniques :

Dimension : 310*170*270(mm)

Carton : 400*335*380(mm)

Poids brut : 6.25 kg

ECG----Mode dérivation : 5 dérivations ou 3 dérivations

Précision HR : ± 1 % ou ± 1 bpm Résolution HR : 1 bpm

Respiration ---- Méthode : Impédance entre RA-LL

Plage : Adulte : 0-120 tr/min ; Ped/Neo : 0-150 tr/min

Précision : ± 2 tr/min

Résolution : 1 tr/min

PNI ---- Méthode : Oscillométrique

Mode de travail : Manuel, Auto, STAT

Plage PNI : Adulte : 10-280 mmHg ; Ped : 10-220 mm Hg ; Néo : 10-135 mmHg

Plage de fréquence du pouls : 40-240 bpm

Précision : ± 5 mmHg (erreur MOYENNE)

Résolution : 1 mmHg

Protection contre la surpression

SpO2----Plage : 0-100 %

Précision : 70-100 % : ± 2 %, <70 % : non spécifié

Résolution : 1 %

Plage PR : 0-250 bpm

Précision PR : ± 2 bpm Résolution PR : 1 bpm

Température----Canal : 2

Plage : 0-50 degrés Celsius

Précision : $\pm 0,1$ degrés Celsius

Résolution : 0,1 degrés Celsius

Standard : ECG, PNI, SpO2, RESP, TEMP, PR/HR.

En option : EtCO2, 2-IBP, 2-TEMP, Enregistreur, Écran tactile, Système de surveillance central, Support mural, Chariot, Système de surveillance central, Système de surveillance central.

Système de surveillance central, Support mural, Chariot

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/16573-moniteur-patient-multi-parametre-modele-pro-m12d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com