

FICHE PRODUIT

Pousse-seringues multivoie à 4 modes de travail (Taux / Temps / Séquentiel / Dose) modèle PRO-SP300

Référence : SOC-300554

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pousse-seringues multivoie modèle PRO-SP300

Un pousse - seringue est une petite pompe à perfusion, utilisée pour administrer de faibles quantités de fluide (avec ou sans médicament) à un patient.

Caractéristiques du Pousse-seringues multivoie modèle PRO-SP300

Nombre de canaux : à canaux multiples ou multivoie

Volume de la seringue :

Min. : 5 ml (0.16907 US fl oz)

Max. : 60 ml (2,028841 onces liquides américaines)

- 1) Grand écran LCD haut de gamme dans un design compact ;
- 2) Boutons de couleur distincts + menu à un bouton pour une utilisation simple ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- 3) Jusqu'à 4 modes de travail : Taux / Temps / Séquentiel / Dose ;
- 4) Prend en charge la fonction bolus automatique/manuel et KVO ;
- 5) Pince rotative innovante à 360°, adaptée à une installation à différents angles ;
- 6) Conception librement empilable, pompes à seringue à 8 canaux maximum ;
- 7) Facultatif : bibliothèque de médicaments / sortie de données d'injection / support de perfusion, etc.

Caractéristiques techniques

Dimension : 240*150*117(mm)

Carton : 330*290*220(mm)

Poids brut : 3kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/16581-pousse-seringues-multivoie-modele-pro-sp300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com