

FICHE PRODUIT

Analyseur multifonctions (Glycémie/acide urique/lipides sanguins/tension artérielle) modèle GULP-10

Référence : SOC-101252

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur multifonctions (Glycémie/acide urique/lipides sanguins/tension artérielle) modèle GULP-101

Les automates d'analyses médicales sont des machines utilisées dans les laboratoires d'analyses médicales. Ils permettent d'obtenir rapidement des résultats d'analyses médicales fiables et de natures variées. Analyseur multifonctions modèle GULP-101 à comme éléments d'analyses : Glycémie/acide urique/lipides sanguins/tension artérielle.

Caractéristiques de l'analyseur multifonctions modèle GULP-101

glucose sanguin, acide urique, lipides sanguins, tension artérielle,) etc.

4 BP/UA/BL/BG Machine analyseur multifonctions clinique usage domestique usage hospitalier

Présentation du produit

Nom du produit : Analyseur multifonction (glycémie/acide urique/lipides sanguins/pression artérielle)

Numéro de modèle : GULP-101

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Méthodologie : Photomètre à réflexion

Élément d'analyse : Glycémie/acide urique/lipides sanguins/tension artérielle

Unité de mesure : g/dL, g/L, mmol/L

Spécimen : Sang du bout des doigts, sang total

(sang capillaire et sang total veineux), sérum ou plasma

Volume d'échantillon : Glucose 1 UL / Acide urique 3 UL / Lipides sanguins 35UL

Niveaux de pollution : 2

Source d'énergie : 4 piles AA

Mémoire : Chaque article 500 ensembles d'enregistrements

Bluetooth : Bluetooth pour synchroniser les données avec le téléphone ou le PC

Arrêt automatique : 4 minutes après la dernière utilisation

Taille du compteur : 152* 123*48mm (L*W*H)

Poids net du mètre : Environ 365g

Conditions de stockage du compteur : (0-55)°C, <90% HR, (50-106)kPa

Conditions de fonctionnement du système : 10-40°C; ≤90% HR; Niveau de joint ≤2000M

Période de garantie du compteur : 2 années

Durée de conservation du compteur : 4 années

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/16583-analyseur-multifonctions-modele-gulp-101.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com