

FICHE PRODUIT



Unité de photothérapie infantile Modèle BL60D

Référence : SOC-BL60D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Unité de photothérapie infantile BL60D

Fonctionnalités

Ampoule de LED comme éléments radiating photothérapie

L'irradiance intensité est réglable en 3 niveaux : faible, moyen, élevé

Écran LCD de la thérapie d'affichage du temps et temps d'intégrale séparément

Comptez jusqu'à Minuteur et compte à rebours pour le traitement exact et pratique

L'égalité de répartition de la lumière, de haute intensité

Calme, pas de bruit du ventilateur

L'angle de la tête et sont réglables en hauteur

Longue durée de vie Ampoule de LED

Utilisation avec plus chaudes pour nourrisson

Données techniques

Alimentation : AC110V~240V 50/60Hz

Puissance absorbée : 40 VA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Longueur d'onde rayonnante : 440 nm ~ 480 nm

Angle d'inclinaison de la tête de photothérapie 0-180°

Taille de tête rayonnante 380*220mm

Durée de vie de l'ampoule LED : $\geq 20\,000$ heures

Ampoule LED bleue : 17 pièces.

Précision de l'heure : 1min/12h

Plage de temps intégrale : 0~29999.9h

Compte à rebours : 0~48h

Irradiance totale pour la bilirubine (surface effective 500 × 360 mm, à 360 mm)

haut 2800 μ W/cm²

milieu 2000 μ W/cm²

faible 800 μ W/cm²

État de fonctionnement

Température : 18°C~ 30°C

Humidité relative : 10 % à 85 % HR

Pression atmosphérique : 700~1060hPa

Transport et stockage

Température ambiante t : -10°C~+55°C

Humidité relative : $\leq 95\%$

Pression atmosphérique : 500hpa~1060hpa

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/16585-unite-de-phototherapie-infantile-modele-bl60d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com