

FICHE PRODUIT

Appareil d'hémodialyse avec Hémodiafiltration, modèle SWS-6000

Référence : SOC-082023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Appareil d'hémodialyse SWS-6000

Système thérapeutique HDF, capable de produire en ligne un fluide de substitution stérile de haute qualité. Associé à un dialyseur ou à un filtre, il est cliniquement utilisé pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique de l'adulte.

Caractéristiques :

- *HD, HF, HDF,
- *Dialyse séquentielle, IUF
- *Points forts du produit :
 - Fonctionnement humanisé,
 - Système d'intelligence visuelle,
 - Compatibilité puissante,
 - Production de fluide de substitution de haute qualité en ligne,
 - Amorçage par fluide de substitution en ligne,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Profil thérapeutique multiple.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/16587-appareil-d-hemodialyse-sws-6000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com