

FICHE PRODUIT

Dispositif/ cassette lipidique (TC, HDL, TG, LDL, TC/HDL) pour analyseur modèle GULP-101, LPM-101, LPM-102 et DBM101

Référence : SOC-101253

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Dispositif/ cassette lipidique (TC, HDL, TG, LDL, TC/HDL) pour analyseur modèle GULP-101, LPM-101, LPM-102 et DBM101

Appareil à lipides (TC, HDL, TG, LDL, TC/HDL) pour analyseur modèle GULP-101, LPM-101, LPM-102 et DBM101

Pack de 25 bandes de tests de lipides sanguins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-analyses-medicales/16589-dispositif-lipidique-tests-pour-analyseurs.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com