

FICHE PRODUIT



Analyseur portable de la fonction rénale (acide urique (UA), de créatinine (CR) et d'urée (UR)) modèle RFM-101

Référence : SOC-101254

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Analyseur portable de la fonction rénale (acide urique (UA), de créatinine (CR) et d'urée (UR)) modèle RFM-101

Caractéristiques de l'appareil d'analyse de la fonction rénale portable modèle RFM-101

Analyseur d'urée

Méthodologie : Photomètre à réflexion

Plage de mesure : UA : 0,090 mmol/L~1,200 mmol/L

1,51 mg/dL~20,17 mg/dL

CR : 0,044 mmol/L~1,320 mmol/L

0,50 mg/dL~14,93 mg/dL

UR : 0,90 mmol/L~40,00 mmol/L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

5,41 mg/dL □ 240,2 mg/dL

Spécimen : sang total (capillaire et veineux)

Source d'énergie : Batterie au lithium intégrée de 1200 mAh

Autonomie de la batterie : Après le cycle de charge 300 fois, la quantité électrique réduit de 30 %

Unités de mesure : mmol/L. mg/dL

Mémoire : 500 enregistrements

Arrêt automatique : 5 minutes après la dernière utilisation

Taille du compteur : 136*65*25mm(L*W*H)

Lester : 90g

Durée de conservation du compteur : 4 années

Durée de conservation des bandelettes réactives : 1 ans

Spécification de produit et principe

Principe de mesure L'analyseur d'urée (Renal Function Analysis Meter) applique le principe de la photochimie et est utilisé avec les bandelettes de test de la fonction rénale (RFS-101, UAS-101, CRS-101, URS-101). L'échantillon de sang total à tester est ajouté à la zone d'échantillon de la bandelette. Dans le processus d'infiltration rapide, les cellules sanguines sont filtrées ou dissoutes. Le substrat réagit avec les enzymes et les produits chimiques dans la couche de réaction et entraîne un changement de couleur, l'intensité de la couleur est proportionnelle à la concentration de la substance.

Testeur de fonction rénale et bandelette

Le lecteur d'analyse de la fonction rénale lit les bandelettes de test et affiche le concentrations d'acide urique (UA), de créatinine (CR) et d'urée (UR). Utilisez ce schéma se familiariser avec toutes les parties du compteur.

Bandelettes réactives

Les bandelettes de test de la fonction rénale sont des dispositifs en plastique qui fonctionnent avec le lecteur d'analyse d'urée

Analyseur pour mesurer la concentration de la bandelette de test d'acide urique, de la bandelette de test de créatinine et de la bandelette de test d'urée dans le sang total, le plasma et le sérum.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-analyses-medicales/16590-appareil-d-analyse-de-la-fonction-renale-portable-modele-rfm-101.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com