

FICHE PRODUIT



Kit de bande de Test pour analyseur de fonction rénale (CR, UR, UA) boîte 25 pièces

Référence : SOC-101255

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Kit de bande de Test pour analyseur de fonction rénale (CR, UR, UA) boîte 25 pièces

Kit de bande de Test pour analyseur de fonction rénale (CR, UR, UA) pour modèle RFM-101 et DBM-101

Caractéristiques du Kit de bande de Test pour analyseur de fonction rénale

Nom du produit : Bandelette de test de la fonction rénale

Numéro de modèle : RFS-101

Méthodologie : Photomètre à réflectance

Élément d'analyse : Acide urique, créatinine, urée

Plage de mesure : UA : 0,090-1,200mmol/L (1,51-20,17mg/dL)

CR : 0,044-1,320mmol/L (0,50-14,93mg/dL)

UR : 0,90-40,00mmol/L (5,41-240,2mg/dL)

Unité de mesure : mmol/L, mg/dL

Échantillon : sang total (sang total humain périphérique et veineux), plasma et sérum

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Volume de l'échantillon : Test 3-en-1 : 35µL
Durée du test : UA, CR, UR : en 300 secondes
Description de l'emballage : 25 pièces/boîte
Taille de l'emballage des bandes réactives : 110MM * 90MM * 60MM
Poids de l'emballage de la bandelette réactive : 115 g
Conditions de stockage des bandes réactives : 2-30 °C ; ≤90% RH

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-analyses-medicales/16591-kit-de-bande-de-test-pour-analyseur-de-fonction-renale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com