

FICHE PRODUIT



Bandelette d'analyse de l'acide urique pour analyseur GULP-101 Boite de 25 pièces

Référence : SOC-101257

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Bandelette d'analyse de l'acide urique pour analyseur GULP-101 Boite de 25 pièces

Bandelette d'analyse de l'acide urique pour analyseur GULP-101 boite de 25 Bandelettes

poids: 128g/bandelette

Conditionnement minimum : Boite de 25 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-analyses-medicales/16594-bandelette-d-analyse-de-l-acide-urique-pour-analyseur-gulp-101.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com