

FICHE PRODUIT

Electrocardiographe 3 canaux avec interprétation modèle PRO-ECG03M

Référence : SOC-035485

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Electrocardiographe 3 canaux avec interprétation modèle PRO-ECG03M

Appareil permettant de faire une électrocardiographie (Enregistrement de l'activité électrique du cœur) en rendant visible sur un électrocardioscope l'activité électrique du cœur ou en l'imprimant sur un électrocardiogramme (Tracé obtenu par enregistrement des phénomènes électriques du cœur vivant).

Nom du produit : Appareil ECG à 3 canaux

Catégories de produits : Dispositifs médicaux/Appareils d'électrophysiologie cardiaque et de surveillance

Description de l'appareil :

NOM DU PRODUIT : Machine ECG à 3 canaux

MODÈLE : PRO ECG-03M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1) Écran couleur 7", fonctionnement par bouton-poussoir et par touche.
- 2) Système d'échantillonnage synchrone ECG à 12 dérivations.
- 3) Imprimante thermique avec papier d'impression de 80 mm, impression synchronisée.
- 4) Mesure automatique, calcul, analyse, gel de la forme d'onde.
- 5) Prise en charge du disque flash USB et de la mémoire SD.
- 6) Transmission des données au PC via RS232/USB.
- 7) Les données historiques peuvent être examinées et imprimées.
- 8) Fonction de détection de l'absence de papier.

Application de la base de données

CSE et AHA, résultats de mesure et d'analyse fiables

Acquisition simultanée de 12 dérivations CD de 3,8 po, affichage en temps réel des formes d'onde ECG à 12 dérivations

Détection et alarme en cas de dérivation et de faible capacité de la batterie

Ajustement automatique de la ligne de base pour une impression optimale

Simulateur ECG intégré pour DEMO objectif

3 types de mode de fonctionnement : AUTO, MAN et ANA

3 types de filtres : HUM, EMG et ADS

Alimentation CA, CC et batterie

2 types de mode de dérivation : Standard et Cabrera

12 Les fichiers ECG peuvent être enregistrés dans l'ECG

250 Les fichiers ECG peuvent être enregistrés sur la carte SD (Option)

Communication avec PC pour la gestion des données ECG (Option)

CONFIGURATION STANDARD

PRO ECG Unité principale -03M

Câble patient Électrode thoracique

Électrode des membres Papier thermique Rouleau de papier

Batterie rechargeable Housse anti poussière Tournevis

OPTIONS : Chariot en aluminium Poste de travail PCECG-5 Sac de transport Adaptateur universel pour électrodes

Dimensions : 256*204*66(mm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids brut : 4.45kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/16595-electrocardiographe-3-canaux-modele-pro-ecg03m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com