

FICHE PRODUIT

Electrocardiographe à 6 canaux avec interprétation modèle PRO-ECG06F

Référence : SOC-065248

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Electrocardiographe à 6 canaux avec interprétation modèle PRO-ECG06F

Appareil permettant de faire une électrocardiographie (Enregistrement de l'activité électrique du cœur) en rendant visible sur un électrocardioscope l'activité électrique du cœur ou en l'imprimant sur un électrocardiogramme (Tracé obtenu par enregistrement des phénomènes électriques du cœur vivant).

Description de Produit**Caractéristiques principales : (auto- R&D, modèle privé)**

- 1) Écran tactile couleur de 5,7 pouces, technologie de collecte synchrone de l'ECG à 12 dérivations. Synchrone de l'ECG ;
- 2) Système complet d'information sur le patient pour un examen facile ;
- 3) Analyse et diagnostic automatiques des paramètres ECG de routine ;
- 4) Enregistreur thermique de marque avec d'excellentes performances ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 5) Interfaces externes RS232/USB pour le transfert des données ;
- 6) Filtres numériques avancés pour éviter la distorsion de la forme d'onde ;
- 7) Impression d'un maximum de 1000 formes d'ondes ECG avec batterie intégrée ;
- 8) Station de travail PC économique disponible.

Mise à niveau de fonctionnalités :

- 1) jusqu'à 6 modes d'affichage de Max 12 courbes ECG Affichage synchrone
- 2) 5 modes d'impression avec l'interprétation du paramètre de mesure tels que les FC, P-R d'intervalle, durée de QRS axe P, etc
- 3) dérivations de rythme sélectionnable/affichage de la restauration d'impression pour différentes applications et de préférence des médecins
- 4) L'Auto-mesas, auto-aide , et l'auto-ANA pour le travail de l'efficacité d'amélioration de la fonction
- 5) construire-dans la carte SD pour MAX2000 de groupes de stockage d'enregistrement ECG du patient ; en option avec de grandes storage Capacité
- 6) 4000mAh rechargeable au lithium-support de batterie MAX24h la veille, 150 groupes d'enregistrement ECG du patient lorsque la batterie chargée à pleine

PC-Station de travail de l'ECG : (accessoire standard)

- 1) Prise en charge les interfaces USB RS232/
- 2) L'appui PC-Station de travail pour la fonction extension ECG
- 3) simplifier la procédure de fonctionnement via un ordinateur, l'appui papier A4

Spécification d'impression :

Norme de sécurité : IEC Classe I, type CF

Mode d'acquisition : ECG 12 dérivations d'acquisition synchrone

Circuit d'entrée : Flottante, la protection contre le défibrillateur

La constante de temps > 3.2S

Réponse en fréquence : 0,05 - 150Hz

La sensibilité : 5, 10, 20, 40 mm/mV

Impédance d'entrée : > 50 MΩ

Courant du circuit d'entrée : ≤ 0.1μA

Tension de calibrage : 1mV ± 3 %

Tolérance de tension : ±500 mV

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Niveau de bruit : $\leq 15\mu\text{Vp-p}$

Anti-dérive de base : Automatique

Le filtre :

Filtre de dérive : 0,05Hz - 1 Hz

HUM Filtre : 50Hz, 60Hz

EMG Filtre : 25Hz - 45 Hz

Rrmc : $\geq 100\text{dB}$ avec filtre secteur

Courant de fuite patient : $<10\mu\text{A}$

Enregistreur : Papier pour imprimante thermique haute résolution : 112mm (largeur) Papier en rouleau de papier : vitesse de 25mm/s, 50mm/s ($\pm 3\%$) d'une épaisseur de papier : 7 niveaux

L'alimentation : AC 110-230V, 50/60 Hz

Built-en batterie au lithium (11.1V, 3800mAh), max 10 heures de travail continu

La dimension :

Produit : 360(I)(W)×250×68(H) mm

paquet :

N.W. / G.W. : 1,75 kg / 4,45 kg

En option

3,8" / Rétroéclairage LCD 5,7" pour réaliser des économies d'option
écran tactile 5,6" pour l'option haut de gamme

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/16596-electrocardiographie-modele-pro-ecg06f.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com