

FICHE PRODUIT



Compteur automatique de colonies Scan 300

Référence : SOC-436300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Le **Scan 300** est un compteur automatique de colonies qui comprend l'essentiel pour le dénombrement de boîtes de Petri. Il est particulièrement adapté aux milieux usuels de la microbiologie alimentaire : PCA, MRS...

- * Taille minimum de colonie détectée : 0,1 mm
- * Caméra : 1 mégapixel - zoom x 28
- * Comptage sur boîtes de Petri rondes de Ø 55 - 90 mm
- * Dénombrement des ensemencements en masse, en surface, Spiral, en cercle
- * Langues : anglais, français, japonais, chinois, russe, espagnol, allemand

LIVRÉ AVEC

- 1 logiciel Scan®
- 1 bloc d'alimentation 15 V
- 1 câble USB
- 2 palets de contrôle
- 1 manuel d'utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/16597-compteur-automatique-de-colonies-scan-300.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com