

**FICHE PRODUIT**

## Centrifugeuse de table 5000tr/min à écran LCD tactile 5 pouces Modèle BKC-TL5C

Référence : SOC-232022

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

### Centrifugeuse de table à basse vitesse et à grande capacité Modèle BKC-TL5C

Appareil permettant de soumettre des corps, des substances à une rotation très rapide pendant des intervalles de temps variables.

#### Caractéristiques de la Centrifugeuse de table à basse vitesse et à grande capacité Modèle BKC-TL5C :

**Modèle :** BKC-TL5C

**Vitesse max. :** 5000tr/min

**Max.CCR :** 4807×g

**Capacité max. :** 4\*500ml

**Précision de vitesse :** ±30 tr/min

**Plage de temps :** 1min~99h59min

**L'alimentation :** AC110/220V 50/60 Hz

**Le bruit :** ≤65dB(A)

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

**Taille extérieure(L\*W\*H) :** 500\*620\*410 mm

**Taille du paquet(L\*W\*H) :** 596\*736\*673mm

**Net/Poids brut :** 56/70kg

### Fonctionnalités :

- \* Tous les structure de métal multi-couche conception anti-explosion, solide et durable.
- \* Contrôle par microprocesseur intégré, entraînement du moteur CC sans balai, sans entretien, le bon fonctionnement.
- \* L'écran LCD tactile 5 pouces, affichage en temps réel tous les paramètres de fonctionnement, l'opération interface est intuitive et simple.
- \* Support petite " langue personnalisation,
- \* Intégration mécanique et électrique serrure de porte, facile à utiliser, sûrs et fiables.
- \* Fait partie intégrante d'étanchéité en silicone pour éviter tout débordement de l'aérosol.
- \* Avec l'auto-test, bloquer la survitesse, de déséquilibre, au cours de la détection de température et de fonctions d'alarme, une excellente absorption des chocs périphérique.
- \* Stocker plusieurs groupes de programmes définis par l'utilisateur, boot pour le dernier programme.

| Type<br>max.                  | NO.<br>FCR max.(xg) | Capacité<br>Adaptateur | Vitesse |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 2952                          | 5M00024<br>/        | 48*3/4/5/7ml           | 4000    |
| 2952                          | 5M00025<br>/        | 48*3/4/5/7ml           | 4000    |
| 2957                          | 5M00029<br>/        | 16*15/10ml             | 4000    |
| <b>Rotor pivotant</b><br>2957 | 5M00030<br>/        | 24*15/10ml             | 4000    |
| 2952                          | 5M00031<br>/        | 32*15/10ml             |         |

#### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

|                    |                     |              |      |
|--------------------|---------------------|--------------|------|
|                    | 5M00032             | 4*50ml       | 5000 |
| 4626               | /                   |              |      |
|                    | 5M00033             | 8*50ml       | 4000 |
| 2952               | /                   |              |      |
|                    | 5M00034             | 4*100ml      | 5000 |
| 4807               | /                   |              |      |
|                    | 5M00036             | 8*100ml      | 4000 |
| 3077               | /                   |              |      |
|                    | 5M00038             | 4*250ml      | 4200 |
| 3065               | 40*1.5(▲), 40*2ml   |              |      |
|                    | 24*10ml(▲), 24*10ml |              |      |
|                    | 20*15ml□ 4*50ml     |              |      |
|                    | 8*50ml, 4*100ml     |              |      |
|                    | 5M00039             | 4*500ml      | 4000 |
| 3130               | /                   |              |      |
| <b>Rotor de</b>    |                     |              |      |
| <b>microplaque</b> | 5M00045             | 2*2*96 puits | 4000 |
| 2361               | /                   |              |      |

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/16598-centrifugeuse-de-table-a-basse-vitesse-et-a-grande-capacite-modele-bkc-tl5c.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)