

FICHE PRODUIT

Table de chevet en ABS montée sur pied, Modèle SKS005

Référence : SOC-SKS005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Table de chevet en ABS montée sur pied, Modèle SKS005

Description

Table de chevet en acier avec dessus en ABS

Paramètres techniques:

Taille (LxLxH) : 495x400x790mm

Cadre : acier enduit de poudre, avec surface supérieure en ABS.

Cintres à serviettes sur les deux côtés de l'armoire, qui peuvent être réglables.

Thermos, lavabo et autres produits peuvent y être mis."

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-de-chevet/16599-table-de-chevet-en-abs-montee-sur-pied-modele-sks005.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com