

FICHE PRODUIT



Pochettes d'expédition postale matelassées

Référence : SOC-PE120

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pochettes d'expédition postale matelassées :

- * Fermeture autocollante ou par clips;
- * En Kraft blanc, doublées à l'intérieur d'un matelassage avec bulles d'air pour amortir les chocs;
- * Dimension(L x l): 215x120mm;
- * Condition minimum de vente: Boite de 200 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pochettes-d-expedition-postale/1660-pochettes-d-expedition-postale-matelasseees.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com