

**FICHE PRODUIT**

## Lit pour bébé en inox à usage médical

Référence : SOC-SKB33

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Lit pour bébé en inox à usage médical

**Paramètres techniques:**

Taille externe (Lxlxh): 810x490x960mm

Trendelenbourg : 0-12°

**Paramétrage technique :**

Cadre en acier inoxydable

Berceau : 1 pièce

Roulette avec frein : 4pcs

IV Pole Prévision: 1pc

IV Pôle : 1 ensemble

Matelas d'épaisseur 2cm : 1pc"

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/berceaux/16600-lit-pour-bebe-en-inox-a-usage-medical.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com