

FICHE PRODUIT

Scanner hépatique iLivTouch modèle FT 9000

Référence : SOC-FT9000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le **scanner hépatique FT 9000** est un outil indispensable dans votre arsenal pour la prise en charge ciblée des pathologies chroniques du foie. Le **FT 9000** est un allier idéal pour le diagnostic et le suivi de l'évolution des troubles hépatiques, la prévention de certaines complications hépatiques et l'estimation du pronostic des maladies du foie.

Le **scanner hépatique FT 9000** vous procure de nombreux avantages :

Confort du patient

La technologie innovante du **FT 9000** permet un examen indolore et non invasif. L'examen qui dure en moyenne 05 à 15 minutes, ne nécessite pas une préparation particulière du patient sauf la mise à jeun en cas de second examen après une échographie abdominale.

Une sonde adaptée pour type de patient

Le **scanner hépatique FT 9000** possède une sonde universelle rapide et facile à utiliser. Elle est adaptée aux patients : adulte, pédiatrique et même pour patient en surpoids ou obèse. Economique en termes de maintenance, la sonde convexe du scanner a besoin d'être calibrée chaque année ou après plus de 30000 mesures. La pression contrôlée de la sonde assure une grande précision de détection.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Inutile de payer pour une seconde sonde, la **sonde universelle du FT9000** vous permet de mesurer le degré d'élasticité du foie et le pourcentage de stéatose hépatique.

Le guidage d'image 2D de la sonde convexe du **FT 9000** assure un meilleur positionnement du tissu hépatique en évitant les kystes, les nodules et les gros vaisseaux sanguins avant la détection de l'élasticité, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des résultats de mesure.

Des résultats cliniques faciles à interpréter !

Le **FT 9000** vous procure pour un seul examen des résultats précis incluant la **morphologie du foie**, le **degré de rigidité du foie** (LSM) en kPa Mesure de la rigidité du foie (élastographie transitoire basée sur une onde de cisaillement à basse fréquence contrôlée) et le **paramètre d'atténuation des ultrasons** (stéatose) en dB/m.

Les algorithmes scientifiques optimisés fournissent des résultats rapides et quantitatifs.

Design pratique

Le **FT 9000** est conçu sur un chariot à roues motrices. Vous pourrez aisément le déplacer d'une pièce à l'autre. Le scanner possède également un **commutateur à pédale** qui permet de démarrer facilement la procédure.

Configuration standard

- Unité principale sur chariot mobile
- Moniteur LCD grand écran 19" haute résolution avec bras articulé
- Progiciel de diagnostic complet (mesure de la fibrose hépatique et de la stéatose)
- Sonde guidée par image (convexe)
- Interrupteur à pédale
- Certifications ☐NMPA, CE, FDA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/elastometrie-hepatique/16601-scanner-hepatique-ilivtouch-modele-ft-9000.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com