


FICHE PRODUIT



Chaise de salle d'attente 3 places, Matière plastique à haute résistance modèle SKE006-1

Référence : SOC-132023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

- * Matière plastique à haute résistance.
- * Gaufrage 3D, texture forte.
- * Durable, facile à nettoyer Matériau de protection de l'environnement.
- * Disponible en plusieurs couleurs.
- * En option : Table à thé entre les chaises.
- * Dimensions : 1655x675x870mm (LxWxH)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16603-chaise-de-salle-d-attente-modele-ske006-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com