

FICHE PRODUIT

Chariot de soins 3 étages avec tiroir, modèle SKR008

Référence : SOC-130320

Description du produit

- DESCRIPTION

Chariot médical en acier inoxydable et en ABS,

- Avec garde-corps au dessus de chaque table sur trois côtés
- Roulettes silencieuses avec frein
- Avec trois étagères
- Avec un tiroir sous la première étagère

DIMENSIONS: L730 * W480 * H900mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical/16604-chariot-de-soins-modele-skr008.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com