

FICHE PRODUIT



Chariot médical pour médicaments en ABS

Référence : SOC-105313

Description du produit

- DESCRIPTION

- * Matériau ABS, matériau écologique et facile à nettoyer.
- * Dimension totale : 760mm (L) * 580mm (D) * 1000mm (H)
- * Le chariot se compose de 6 couches de petits tiroirs et de 3 couches de grands tiroirs ; fournissant diverses boîtes à médicaments pour différentes utilisations de stockage.
- * La serrure à contrôle central assure la sécurité des médicaments à l'intérieur.
- * 2 planches coulissantes, peuvent être facilement tirées et rentrées. 1 poubelle est incluse.
- * 4 roulettes universelles, Ø100mm, 2 avec frein, 2 sans frein
- * Poids net : 54kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical/16605-chariot-medical-ls-700c.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com