

FICHE PRODUIT

Oxymètre de pouls portatif (SpO2/température) Diagnostic/ Analyse/ Stockage/ Révision modèle PRO-PM350

Référence : SOC-350256

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Oxymètre de pouls portatif (SpO2/température) ; Diagnostic/ Analyse/ Stockage/ Révision modèle PRO-PM350

L'oxymètre de pouls (ou saturomètre) permet de mesurer de façon simple, fiable, non invasive et continue la saturation artérielle de l'hémoglobine.

Description de l'Oxymètre de pouls portatif modèle PRO-PM350

Caractéristiques Techniques de l'Oxymètre de pouls portatif modèle PRO-PM350

Modèle NON. : PRO-PM350**Fonctionnalité** : Réutilisable**Application** : Clinique, Ménage, Domicile**Matériel** : Plastique**Certificat** : CE, ISO13485**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Type d'alimentation : Batterie

Taille de l'écran LCD : 2.8"

Poids net : 250g

Poids brut : 0,5 kg

Taille du produit : 142 (L) × 78 (L) × 28 (H) mm

Taille du paquet : 195 (L) × 130 (L) × 90 (H) mm

Paramètres : SpO2/température/taux de pouls

Formes d'onde : SpO2/Pléth

Fonction : Diagnostiquer/ Analyser/ Stocker/ Réviser

Alarme : Alarme sonore et visuelle

Postuler à : Patients adultes, pédiatriques, nourrissons et nouveau-nés

Description

- 1) Grand écran couleur de 2,8 pouces avec interface conviviale.
- 2) Jusqu'à 300 heures de stockage en mémoire, supportant le téléchargement de données vers le PC.
- 3) Système de dossier patient simple, examen pratique des tendances graphiques et tabulaires.
- 4) Modulation unique du son d'impulsion, indiquant les changements de lecture.
- 5) Alarmes visuelles et sonores avec limites réglables.
- 6) Arrêt automatique dans les 3 minutes en l'absence de signal ou de fonctionnement.
- 7) Compatible avec les piles au lithium et les piles alcalines.
- 8) Version vétérinaire disponible

Accessoires

Capteur SPO2-Adulte 1 PRO-PM350

Capteur de TEMP - peau

Paramètres

SpO2, PR,

Plage de mesure : 35-100 %

Plage d'alarme : 50-100 %

Résolution : ± 1 %

Précision : ±2 % (70-99 %),

non spécifié (≤ 70 %)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Perfusion faible : $\leq 0,3 \%$

Plage de mesure de la fréquence du pouls : 25-250 bpm

Plage d'alarme : 5-250 bpm

Résolution : ± 1 bpm

Précision : ± 2 bpm ou $\pm$

Température 2 %

Canal : 1 canal

Plage de mesure : 18-45 °C

Plage d'alarme : 20-50 °C

Résolution : 0,1 °C

Précision : 0,1 °C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/16606-oxymetre-de-pouls-portatif-modele-pro-pm350.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com