

**FICHE PRODUIT**

## Congélateur basse température MDF-150H128

Référence : SOC-101938

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### • DESCRIPTION

Ce produit est spécialement conçu pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis.

Utilisé dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies, les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques, les instituts d'ingénierie biologique et les entreprises de pêche en mer.

### • Sécurité

\* **Alarmes de dysfonctionnement** : température haute et basse, panne de courant, erreur de capteur, nettoyage du filtre et du condenseur, tension anormale, batterie faible, défaillance du thermostat, etc.

\* Capable de produire deux types de sorties d'alarme, une alarme sonore et une lumière clignotante visible.

\* La fonction d'ouverture de la porte est standard et le port USB pour le téléchargement de la date de la température est standard sur les modèles verticaux.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

\* Contacts d'alarme à distance

- **Fiabilité prouvée**

- \* Écran tactile de 7 pouces pour afficher la température actuelle, l'historique de la température, toutes les alarmes et les données.
- \* Port USB en standard pour télécharger les données d'alarme et de température.
- \* Réfrigérant HC ininflammable pour garantir la sécurité des utilisateurs.
- \* Arrêt d'urgence pour protéger l'opérateur

- **Économie d'énergie**

- \* Conception unique du joint de porte pour une perte minimale de température froide lors de l'ouverture de la porte.
- \* Epaisseur de 200 mm sans isolation CFC pour minimiser le gain de chaleur de l'armoire et améliorer la stabilité de la température.

## Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/conglateurs-150/16608-conglateur-basse-temperature-mdf-150h128.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com