

FICHE PRODUIT



Pince Dissection, A/G, 20 cm en acier inoxydable

Référence : SOC-26020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince Dissection, A/G, 20 cm, en acier inoxydable

Pince Dissection, A/G, 20 cm, est Utilisée lors des interventions chirurgicales ou des soins. Limite les traumatismes.

Caractéristiques de la Pince Dissection, A/G, 20 cm en acier inoxydable

Matière : en acier inoxydable

Profondeur : 20cm

Poids : 0.051kg

Poids Cond : .0.052kg

Quantité : PCB1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-a-dissequer/16611-pince-dissection-a-g-20-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com