


FICHE PRODUIT



Ecarteur abdominal Ricard, écartement 280mm, latéral 72x85mm, central 80x90mm

Référence : SOC-0649300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ecarteur abdominal Ricard, écartement 280mm, latéral 72x85mm, central 80x90mm

En acier inoxydable

Poids : 0.65kg ;

Largeur : 11 cm ;

Hauteur : 6,5 cm ;

Profondeur : 24,2 cm ;

Quantité PCB : 1.

Les écarteurs servent à écarter, exposer ou pousser les tissus, muscles, organes ou les os lors de la chirurgie.

Les écarteurs manuels demandent à être retenus durant une chirurgie.

La taille et le modèle d'écarteurs sont déterminés par la profondeur de l'incision.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-ricard/16613-ecarteur-abdominal-ricard-ecartement-280mm-lateral-72x85mm-central-80x90mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com