

FICHE PRODUIT



OXYMETRE DE POULS avec Capteur séparé Modèle OXY-50

Référence : SOC-3510021

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'OXYMÈTRE DE POULS OXY-50 avec capteur séparé est un Oxymètre de pouls de poche pour bout du doigt avec écran couleur pour examen de routine ou surveillance continue.

Spécifications

- écran: couleur TFT 1,77"
- résolution: 160x128
- alarme sonore, tonalité du pouls
- enregistrement de données jusqu'à 24 heures
- alarme avec limites supérieure et inférieure réglables
- logiciel PC pour transférer les données en temps réel

Autres

Dimensions: 110 x 60 x 23 mm.

Poids: environ 180 g (avec les deux piles sèches AA).

Fourni avec capteur pour adulte, 2 piles AA, câble USB.

Logiciel pour PC (GB, FR, IT, ES, DE, RU, PL) compatible avec Windows XP, Vista, 7, 8

Mode d'emploi (GB, FR, IT, ES)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/16615-oxymetre-de-pouls-avec-capteur-separe-modele-oxy-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com