

**FICHE PRODUIT**

## Chariot médical d'urgence en ABS, avec 5 tiroirs de rangement amovibles

Référence : SOC-113485

### Description du produit

- DESCRIPTION

### Chariot médical d'urgence en ABS, avec 5 tiroirs de rangement amovibles

Le modèle MAGIC BOX grandement utilisé dans les hôpitaux pour le transport des instruments, médicaments, défibrillateurs et autres matériels médicaux.

#### CARACTERISTIQUES

**Dimensions :** L650xW480xH1020mm

**A. Matériaux :**

- 1.Surface : Table moulée en ABS avec plaque en plastique brillante, caractéristiques de résistance à l'abrasion et à la corrosion ; bord moulé sur quatre côtés pour éviter toute chute de matériel.
- 2.Pilier : Alliage d'aluminium de haute qualité avec revêtement électrophorèse.
- 3.Panneau : Panneau composite en aluminium de haute qualité pour le panneau latéral et le panneau arrière
- 4.Tiroir : Tous les tiroirs sont détachables, faciles à nettoyer et à remplacer. Tiroir en acier zingué.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

5. Poignée de tiroir : Alliage de zinc moulé

B. **Espaces** : Rangements plus grands et classés avec séparateurs PC.

C. **Roulette** : Roulette double sans bruit, anti-enroulement, avec frein, dont le diamètre est de 100mm

D. **Pare-chocs rond** : sur les roulettes.

E. **Chargement** : Chargement du tiroir : 25KG ; Chargement total : 100KG.

F. **Accessoires standard** :

1. Tablette pour défibrillateur CRS ;
2. Tablette d'extension ABS ;
3. Poteau I.V. ;
4. Panneau CPR ;
5. Poubelle ;
6. Support d'alimentation externe et panneau de connexion ;
7. Support pour bouteille d'oxygène ;
8. Séparateur transparent PC ;
9. Corbeille à fils ;
10. Roulettes avec frein ;
11. Tapis antidérapant ;
12. Poignée de poussée ;
13. Tiroir à fermeture souple ;
14. Verrouillage des joints.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical/16616-chariot-medical-d-urgence-en-abs-avec-5-tiroirs-de-rangement.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)