

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse au sol, avec 10 programmes de vitesse et grande capacité : 4x1000ml, 6x300ml, 6x500ml

Référence : SOC-105123

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

CENTRIFUGEUSE BASSE VITESSE, MODELE DD6

Largement utilisé dans le domaine du laboratoire, de l'usine pharmaceutique, de la biochimie, des produits biologiques, etc. C'est l'instrument idéal pour la séparation du sang, la précipitation des protéines et la collecte des cellules.

CARACTERISTIQUES :

1. **Moteur à courant continu** sans balais à couple élevé, entretien gratuit, pas de pollution par la poussière de carbone, vitesse de montée et de descente rapide.
2. Système entraîné par essieu flexible qui entraîne le rotor directement, fonctionnement en douceur, faible bruit et petites vibrations.
3. **Verrouillage automatique du couvercle électrique**, super vitesse, protection contre la surchauffe et protection contre les déséquilibres.
4. **Le contrôle par microprocesseur**, la vitesse, le temps, la température et la RCF en fonctionnement, la vitesse montante et réduisant rapidement, fonctionnent simplement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

5. **10 types de programme stockés dans la mémoire**, 10 types de vitesse d'accélération et de décélération pour votre choix.

6. Il existe de nombreux rotors pour votre choix, des adaptateurs sont disponibles selon les exigences de l'expérience.

Couvercle en acier de protection à 7,3 niveaux, sûr et fiable.

DONNEES TECHNIQUES :

Vitesse maximum : 6000r/min

RCF max. : 6600xg

Volume maximal : 4 x 1 000 ml

Alimentation : AC220V, 50HZ, 10A

Minuterie : 1 ~ 99 min

Bruit : ≤55dBA

Dimensions : 800 × 645 × 830 mm

Poids net : 170 KG

Précision de vitesse : ±20r/min

Paquet (W*D*H) : 920×800×1320mm

ROTORS APPROPRIES

Type de rotor	Max. Vitesse (tr/min)	Volume max. (ml)	RCF max (xg)
Rotor oscillant	4 000	4x1000ml	4 060
Rotor angulaire	6 000	4x300ml	5 390
Rotor angulaire	6 000	6x300ml	5 660
Rotor angulaire	6 000	6x500ml	6 600

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/16617-centrifugeuse-au-sol-avec-10-programmes-de-vitesse-et-grande-capacite-4x1000ml-6x300ml-6x500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com