

FICHE PRODUIT



Pince Hémostatique De Halsted-Mosquito 12.5 cm /Courbe A/G, en acier inoxydable

Référence : SOC-0450813

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince Hémostatique De Halsted-Mosquito 12.5 cm /Courbe A/G, en acier inoxydable

Matériau : en acier inoxydable

Poids : 0.45kg

Forme : Courbe; A/G

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16618-pince-hemostatique-de-halsted-mosquito-12-5-cm-courbe-a-g-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com