


FICHE PRODUIT



Porte-aiguille DE BAKEY Tungstène en bois crile carbure 18 cm

Référence : SOC-0925018

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Porte-aiguille DE BAKEY Tungstène en bois crile carbure 18 cm

Porte-aiguille DE BAKEY Tungstène

Matériau : en bois crile carbure

Taille : 18 cm

Poids : 0.5kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-aiguille-de-debakey/16619-porte-aiguille-de-bakey-tungstene-en-bois-crile-carbure-18-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com