

FICHE PRODUIT



Boîte de transport en polypropylène pour 6 tubes 5/7ml 115x85mm blanche (carton de 172 pcs)

Référence : SOC-BTR02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîte de transport en polypropylène pour 6 tubes 5/7ml 115x85mm blanche

- **Capacité en nombre de tubes** : 6
- **Matière** : Polypropylène
- **Couleur** : Blanc
- **Dim (en mm)** : l 85 x L115 x H26

Condition minimum de vente: Carton de 172 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/1662-boite-d-expedition-pour-tubes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com