


FICHE PRODUIT



Porte-aiguille CRILE Tungstène 24 cm

Référence : SOC-0936124

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Porte-aiguille CRILE Tungstène 24 cm

Taille : 24cm

Poids : 0.5kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-aiguille-de-crile-wood/16620-porte-aiguille-crile-tungstene-24-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com