

FICHE PRODUIT



Ecarteur Beckmann, 4 x 4 griffes, 21 cm, en acier inoxydable

Référence : SOC-134215

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Ecarteur Beckmann, 4 x 4 griffes, 21 cm, en acier inoxydable

Matière : en acier inoxydable

Poids : 0.123kg

Largeur : 10cm

Hauteur : 2.5cm

Profondeur : 20.4cm

Quantité PCB1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-beckmann/16622-ecarteur-beckmann-4-x-4-griffes-21-cm-en-acier-inoxydable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com