

FICHE PRODUIT



Armoire à 2 portes vitrée avec base en acier inoxydable (démontable)

Référence : SOC-PK19211

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire à 2 portes vitrée avec base en acier inoxydable (démontable)

Cette armoire est idéal pour le rangement en milieu hospitalier.

Caractéristique principale:

Taille : L960*W400*H1750mm

1. Construction en acier revêtu d'époxy avec base en acier inoxydable
2. Deux portes vitrées verrouillables, avec cinq étagères réglables

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-de-rangement/16624-armoire-a-2-portes-vitree-avec-base-en-acier-inoxydable-demontable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com