

FICHE PRODUIT

Trousse de transport verticale pour tubes et lames

Référence : SOC-TT52L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Trousse de transport verticale pour tubes et lames en polystyrène expansé blanc.

Il peut contenir : 5 tubes de 5 ml + 1 tube de 10 ou 20 ml, ou 4 tubes de 5 ml + 1 tube de 10 ou 20 ml + 3 lames.

Sa trousse est très plate, pouvant être expédiée sous enveloppe ou simplement fermée par une étiquette;

Dimension (L x l x H): 140 x 38 x 125 mm;

Condition minimum de vente: Carton de 180 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/1663-trousse-de-transport-verticale-pour-tubes-et-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com