

FICHE PRODUIT



Pince de Bailey courbée 21.5cm, en acier inoxydable

Référence : SOC-089412

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince de Bailey courbée 21.5cm, en acier inoxydable

Les pinces Bailey sont fabriquées en acier inoxydable. Les pinces ont des pointes dentelées très fines coudées

Pince de Bailey

Forme : courbée

Taille : 21.5cm,

Matière : en acier inoxydable

Poids : 0.3kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16632-pince-de-bailey-courbee-21-5cm-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com