


FICHE PRODUIT



Canule a Héparine fig. 1 Diam 1,5mm

Référence : SOC-0841601

Description du produit

Canule a Héparine fig. 1

La canule est un tube placé dans un orifice de l'organisme, naturel ou artificiel, afin d'assurer la respiration ou d'introduire un liquide ou un gaz

Dimensions: Longueur 9 cm, Diamètre 1,5 mm

Poids : 0.3kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/canules-lavement-baryte/16636-canule-a-heparine-fig-1.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com