


FICHE PRODUIT



Canule a Héparine fig. 3 Diam 3mm

Référence : SOC-0841603

Description du produit

- Description

Canule a Héparine fig. 3

La canule est un tube placé dans un orifice de l'organisme, naturel ou artificiel, afin d'assurer la respiration ou d'introduire un liquide ou un gaz

Dimensions: Longueur 9 cm, Diamètre 3 mm

Poids : 0.3kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/canules-lavement-baryte/16639-canule-a-heparine-fig-3.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com