

FICHE PRODUIT



Pince mors atraumatique LELAND-JONES 20 cm fig 3

Référence : SOC-1238220

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince mors atraumatique LELAND-JONES 20 cm fig 3

Pince mors atraumatique LELAND-JONES

Taille : 20 cm fig 3

Poids : 0.3kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16642-pince-mors-atraumatique-leland-jones-20-cm-fig-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com