


FICHE PRODUIT



Pince mors atraumatique DE BAKEY 20cm,92.5mm en acier inoxydable

Référence : SOC-122222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince mors atraumatique DE BAKEY 20cm,92.5mm; en acier inoxydable

Pince mors atraumatique DE BAKEY

Dimension : 20cm,92.5mm;

Matière : en acier inoxydable

Poids : 0.3kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16645-pince-mors-atraumatique-de-bakey-20cm-92-5mm-en-acier-inoxydable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com