

FICHE PRODUIT



Pince mors atraumatique DE BAKEY droit 17cm,50mm en acier inoxydable

Référence : SOC-121891

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince mors atraumatique DE BAKEY droit 17cm,50mm; en acier inoxydable

Pince mors atraumatique DE BAKEY droit

Dimension : 17cm,50mm;

Matière : en acier inoxydable

Poids : 0.3kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16649-pince-mors-atraumatique-de-bakey-droit-17cm-50mm-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com