

FICHE PRODUIT



BLEPHAROSTAT PLEY 7 CM en acier inoxydable

Référence : SOC-302232

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

BLÉPHAROSTAT PLEY 7 CM ; en acier inoxydable

BLÉPHAROSTAT PLEY

Taille : 7 CM ;

Matière : en acier inoxydable

Largeur : 3.9cm

Hauteur : 1cm

Profondeur : 7cm

Poids : 0.04kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16650-blepharostat-pley-7-cm-en-acier-inoxydable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com