

FICHE PRODUIT

Spéculums auriculaires à usage unique 2.5mm

Référence : SOC-2470025A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Ces spéculums auriculaires à usage unique universels, de couleur gris, sont des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'examens ORL. Insérés dans le conduit auditif externe, ils transmettent la lumière provenant d'un otoscope et permettent l'examen du conduit et du tympan pour diagnostiquer des problèmes éventuels (otites, bouchons de Cérumen ...).

Ces spéculums sont compatibles avec la plupart des otoscopes du marché.

A usage unique, ils se jettent après utilisation, pour garantir une hygiène optimale et supprimer les risques de contamination croisée entre deux patients.

Conditionnement : boîte de 250 spéculums auriculaires gris à usage unique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/16657-speculums-auriculaires-a-usage-unique-2-5mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com