

FICHE PRODUIT



Crochet Graefe strabisme moyen, en acier inoxydable

Référence : SOC-230725

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Crochet Graefe strabisme moyen, en acier inoxydable

Crochet Graefe strabisme moyen,

- Crochet en acier inoxydable
- Poids : 0.2kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16658-crochet-graefe-strabisme-moyen-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com