

**FICHE PRODUIT**

## Spéculums auriculaires à usage unique 4mm

Référence : SOC-2470040A

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

Ces spéculums auriculaires à usage unique universels, de couleur gris, sont des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'examens ORL. Insérés dans le conduit auditif externe, ils transmettent la lumière provenant d'un otoscope et permettent l'examen du conduit et du tympan pour diagnostiquer des problèmes éventuels (otites, bouchons de Cérumen ...).

Ces spéculums sont compatibles avec la plupart des otoscopes du marché.

A usage unique, ils se jettent après utilisation, pour garantir une hygiène optimale et supprimer les risques de contamination croisée entre deux patients.

Conditionnement : boîte de 250 spéculums auriculaires gris à usage unique.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/16659-speculums-auriculaires-a-usage-unique-2-5mm-1.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com