

FICHE PRODUIT



Pince à suture de Paufigue, en acier inoxydable

Référence : SOC-281865

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince à suture de Paufigue, en acier inoxydable

Pince à suture de Paufigue,

Pince en acier inoxydable

Poids : 0.3kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16660-pince-a-suture-de-paufique-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com